

CD103PAF

Instructions de fabrication du connecteur Pédiatrique à quatre alignements de Coyote

Limite de poids :120 KGS.

Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication, l'usure excessive ou la casse.

Fabriqué aux États-Unis.

Composants prothétiques externes

Advena Limited Tower

Business Centre 2nd

Flr, Tower Street

Swatar, BKR 4013

Malte

CD103PAF.revC.04192021

Fabriqué par : Coyote 419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 (208) 429-0026 |

www.coyote.us

Pièces incluses

Vis 5 x 20mm, Vis 5 x 18mm, Petits cercles en mousse (4), Connecteur aligné pédiatrique, Plaque de colle, Plaque à huit trous, Capuchons en silicone x 4
Le CD103PAF peut être utilisé avec le Grommet™ Lock ou le Small Air-Lock™.

Installation du connecteur sur le moule

Crée un décalage allant jusqu'à 0,63cm. Utilisez des vis de 5x18mm pour fixer les composants endo. Serrez les vis du connecteur à un couple de 10Nm.

Pendant la fixation des composants, assurez-vous que les vis vont sur toute la longueur de la plaque du connecteur. Utilisez du Loctite® bleu 242 sur les vis de connexion après avoir effectué tous les réglages.

1. Placez la plaque de collage sur le connecteur. Installez la pyramide sur le connecteur. Ne serrez pas trop les vis.
2. Fixez la pyramide aux composants endo. Tous les composants doivent être au point mort. Remettez le moule et le verrou sur le dispositif d'alignement.
3. Vérifier la mesure de la hauteur pour s'assurer qu'elle est identique à celle de l'emboîture de test. Remplissez le connecteur avec de l'adhésif rapide Coyote ou de l'époxy 5 minutes.
4. Abaissez le moule et le verrou sur le connecteur. Laissez la colle prendre.
5. Retirez les vis du connecteur.
6. Retirez délicatement la plaque de colle et commencez la stratification.
7. Pliez le matériau composite Coyote et les autres matériaux de stratification entre les poteaux de connexion. Au fur et à mesure que vous ajoutez du matériau, assurez-vous que les montants du connecteur restent exposés.
8. Lubrifiez les vis de fixation. Installez la plaque à huit trous. Ne serrez pas trop les vis. Installez les capuchons en silicone rouge sur les vis. Terminez la pose.

Attention

1. Ne pas positionner le verrou avec le bouton de libération dirigé vers le postérieur ou l'antérieur. En général, le bouton de libération est orienté médialement.

2. Les vis de 20 mm fournies prolongent la longueur totale du connecteur pour la fabrication. Les vis de 18 mm fournies s'étendent sur toute la longueur du connecteur avec les composants typiques pour l'assemblage. Dans les configurations non typiques, des vis plus longues peuvent être nécessaires pour étendre la profondeur totale du connecteur. Utilisez toujours des vis de classe 10.9 ou supérieure.
3. Utilisez toujours les vis fournies pendant la stratification afin de vous assurer que la profondeur appropriée est créée pour la fixation.
4. Les instructions de pose sont des conseils utiles sur la façon de travailler avec le verrou et le connecteur. Le technicien et/ou le praticien sont responsables de la mise en œuvre effective.