



CD105HF-ventil Vektgrense

HandsFree™

265 lbs

2 års garanti mot produsentfeil, overdreven slitasje eller brudd.

Made in USA

External Prosthetic Components



Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

Produsert av Coyote

419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706

(208) 429-0026 | www.coyote.us



DELER I DENNE PAKKEN

A. Filter B. Spiker C. Skumkull D. Lokk E. Lavtrykksventil F. Verktøy Dummy G. Ventilhus O-ring
H. Håndfri O-ring I. Håndfri bolt J. Knott K. Base L. låsnøkkel

For instruksjonsoversettelser, gå til:

Para traducciones instructivas, vaya a:

Gebrauchsanweisungen finden Sie unter:

Pour les traductions pédagogiques, rendez-vous sur:

Per le traduzioni didattiche vai a:

For instruksjonoversettelser, gå til:

For instructionsoversættelser, gå til:

Po tłumaczenia instruktorów przejdź gjør:

www.coyote.us/instructions-valves

RETRO-FITTING HANDSFREE™ VENTIL

1. Merk ventilhusets plassering så nær den distale enden av kontakten som mulig.
2. Ventilen er vanligvis bakre
3. Bruk en 1/8" borekron for hullet. Ha den fleksible innsatsen i sokkelen når du borer et pilothull.
4. Fjern innsatsen før du borer et 3/4" hull.
5. Bor en 3/4" for ventilhuset.
6. Rengjør kantene forsiktig etter boring.
7. Sørg for at ventilbasen er tilpasset innsiden av stikkkontakten.
8. Kjør en liten perle med Coyote Quick Adhesive rundt kanten på ventilbasen.
9. Plasser ventilbasen forsiktig i det borede hullet. Hold basen godt på plass.
10. Rengjør overflødig lim. Pass på at du ikke får lim i filterhullene.

11. Bruk de tre metallpinnene på låsenøkkelen for å løsne og stramme HandsFree Bolt for ventilvedlikehold.

12. Når limet er satt, bruk låsenøkkelen for å sikre at håndfribolten er stram for hånd.

LAMINERING AV HANDSFREE™ -VENTILEN MED DUMMY

13. Merk ventilplasseringen på den indre PVA -posen og dekkmerket med tape for å forhindre at den rives.

14. Fest medfølgende spiker lamineringsverktøyet til form eller lim på plass.

15. Legg opp og laminat etter ønske.

16. Avslør lamineringsverktøyet forsiktig og fjern lamineringsverktøyet.

17. Påfør en limstrimmel på kanten av ventilbasen og plasser den forsiktig i åpningen på kontakten. Trykk flush.

18. Påfør en limstrimmel rundt sømmen mellom ventilbasen og sokkelen. Pass på at du ikke får lim i hullene.

19. Rengjør overflødig lim. Pass på at du ikke får lim i filterhullene.

20. Bruk de tre metallpinnene på låsenøkkelen for å løsne og stramme HandsFree Bolt for ventilvedlikehold.

21. Når limet er satt, bruk låsenøkkelen for å sikre at håndfribolten er stram for hånd.

Resultater kan bare garanteres hvis Coyote Quik Lim brukes.