



CD116SA

Klej silikonowy Coyote do zamka proksymalnego Instrukcje dotyczące produkcji

Limit wagi: 350 lbs.

Patenty nr 6666894, 7431738, 7077868. Inne patenty w toku.

Wyprodukowano w USA Zewnętrzne komponenty protetyczne

Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

CD116SA.revD.10192021



Producent: Coyote 419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 (208) 429-0026 | www.coyote.uswkładkiManekin produkcyjny, Rozprowadzacz



Dołączone części:

Zamek proksymalny, Forma kleju, Mocowanie, Zakładka, kleju, Pasek wzmacniający, Klej, Gwoździe, Śruba wykończeniowa, Śruby M3, Nakrętki M3

Wybór

wkładki Zamek wymaga przyklejenia wkładki z podkładką z tkaniny. Zalecamy również stosowanie linerów o jak najmniejszej rozciągliwości wzdłużnej. Naprawdę rozciągliwe wkładki zapewniają bardzo małą stabilność blokowania i powodują nadmierne tłokowanie i pękanie wkładki. Zadzwoń po więcej informacji.

Wyprodukuj gniazdo testowe

1. Po napełnieniu formy ustal położenie przyśrodkowego ronda.
2. Zmierz od 1 1/2 "do 2 1/2" poniżej przyśrodkowej linii brzegowej.

3. Narysuj poziomą linię od przyśrodkowego znaku do bocznej przedniej części zębodołu.
4. Narysuj pionową linię na manekinie, aby przedstawić środek górnej krawędzi.
5. Umieść górną krawędź manekina na oznaczeniu, ślad manekina.
6. Wyszlifuj obszar pod manekinem, aż będzie płaski.
7. Manekin do gwoźdźca do odlewu.
8. Wypełnij wszelkie podcięcia na manekinach, aby zapewnić usunięcie.
9. Wyprodukuj gniazdo jak zwykle z wybranym adapterem dystalnym.
10. Wymij formę z gniazda.
11. Piaskować, aby odsłonić manekina i zdjąć.
12. Umieść odwrócony zamek na zewnątrz gniazda.
13. Użycie odwróconego znaku blokadę jako przewodnik i otworów wiertniczych z $1/8$ " lub # 31 wiertła do odprawy na gnieździe.
14. od wewnątrz zamka błyskawicznego do gniazdka.
15. Śruba do miejsca dostarczone śruby M3. Zastosowanie Loctite® Niebieski 242.
16. Poproś pacjenta o założenie gniazda, a następnie zaznacz linię na górnej krawędzi otworu.

Uwaga

Po przyklejeniu podkładki nie będzie można jej przesunąć. Dlatego bardzo ważne jest wstępne dopasowanie próbne przed zdjęciem manekina, aby upewnić się, że jest wystarczające zawieszenie z gniazda. W tym momencie powinieneś również sprawdzić umiejscowienie zamka. Podkładka musi być częściowo ściśnięta i całkowicie w gnieździe.

Forma kleju

Okrągły otwór jest bliższy. Zaznacz okrągły otwór w miejscu, w którym znajduje się śruba mocująca wkładkę. Upewnij się, że zamek znajduje się w odległości co najmniej półtora cala od śruby mocującej zaczepy.

Kwadratowy otwór jest dystalny. Umieść kwadratowy otwór nad oznaczeniem wykonanym na wyściółce (#16) w kierunku dalszego końca.

17. Podczas mocowania wkładki połóż wkładkę na płaskiej powierzchni.
18. Umieść kwadratowy otwór ustalający w formie kleju nad oznaczeniem na wyściółce.
19. Kwadratowy otwór lokalizatora należy umieścić dystalnie na wykładzinie.

20. Oznaczyć wkładkę za pomocą wciętych znaczników lokalizacyjnych.
21. Zamontuj podkładkę w formie kleju i przykręć.
22. Nasadkę linera można czyścić wodą lub acetonem. NIE UŻYWAJ alkoholu.
23. Rozprowadź dostarczony klej na podkładce. Użyj falistej strony rozpraszacza kleju, aby równomiernie rozprowadzić.
24. Umieść podkładkę i dołączoną formę kleju na wyściółce w zaznaczonym miejscu.
25. Umieść ciężarek (wiertło lub duża książka) na formie kleju. Używaj wyłącznie kleju silikonowego dostarczonego z zamkiem. WYKONAJ CO NAJMNIJ GODZINĘ.
26. Usuń śrubę i formę kleju. Klej utwardzi się całkowicie po 12 godzinach.
27. Zamocuj pasek na podkładce za pomocą śruby i Loctite® Blue 242.
28. Naciągnij worek PVA na formę.
29. Umieść taśmę na woreczku PVA w miejscu, w którym znajdzie się smoczek. Użyj taśmy, aby w razie potrzeby nie pękła torba.
30. Manekin do paznokci do formowania lub przyklejania za pomocą kleju Coyote Quick Adhesive bez taśmy. Wykonaj kroki od 8 do 18, aby dokończyć gniazdo.
31. Rozprowadź dostarczony klej silikonowy równomiernie na matowej stronie paska wzmacniającego.
32. Użyj dołączonej szpachelki do kleju, aby wyrównać klej na całym pasku.
33. Umieść przyklejony pasek na podkładce silikonowej, aby upewnić się, że krawędzie są skleione.
34. Przykręć podkładkę silikonową do formy kleju, aby utrzymać ją w miejscu.
35. Umieścić masę w formie kleju i pozostawić do utwardzenia przez 12 godzin.

Pasek wzmacniający nie jest konieczny, ale może pomóc we wzmocnieniu, zmniejszeniu oporu i naprawie podkładki proksymalnej.

Wybór

wkładki Zamek wymaga przyklejenia wkładki na podłożu z tkaniny. Zalecamy również stosowanie linerów o jak najmniejszej rozciągliwości wzdłużnej. Naprawdę rozciągliwe wkładki zapewniają bardzo małą stabilność blokowania i powodują nadmierne tłokowanie i pękanie wkładki. Zadzwoń po więcej informacji.

odlewanie

Nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń dla Proximal Lock w gnieździe. Przesyłaj jak zwykle. Podkładka i pasek blokady proksymalnej powinny być częściowo ściśnięte w gnieździe.

elastyczne gniazdo wewnętrzne

Idealnie, elastyczne gniazdo wewnętrzne zostanie umieszczone tylko nad brzegiem. Jeśli potrzebna jest pełna długość, skontaktuj się z firmą Coyote pod numerem (208) 429-0026.

Jeśli używasz elastycznej nasadki wewnętrznej, użyj kleju Coyote Quik Glue, aby przymocować manekin, aby nie było otworów we wkładce.

Klej jest w zestawie

Do przyklejania mocowania proksymalnego zamka do podkładu należy używać wyłącznie kleju silikonowego Coyote CD116SA, który znajduje się w tym opakowaniu. **kleju CD4150 Coyote Quik Glue Nie należy używać do tego celu.**