



## Instrucciones de

Easy-Off™ Candado Easy-Off™ CD117 | Bloqueo profundo Easy-Off™ CD117D

### Instrucciones de fabricación



Advena Limited Tower Business Centre 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

Fabricado por Coyote

419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706

(208) 429-0026 | [www.coyote.us](http://www.coyote.us)



CD117.revF.05252021

### **Piezas incluidas con cerraduras** (las clavijas se venden por separado)

Carcasa, tapón de 4 orificios, rectángulo de espuma, ancla, maniquí de laminación, resorte adicional (1), placa de bloqueo, tornillos (4), tornillo extraíble, (disco espaciador (3) solo cerraduras)

Coyote Easy-Off | 1

## Tabla de contenidos

de fácil No Bloqueo de piezas incluidos	1
Tabla de Contenidos	2
Instalar bloqueo en Molde	
Drape Moldeo Compruebe zócalo	3
Transferencia de alineación	5
Preparación y Lay-up	7
Acabado e instalación de la palanca de la Asamblea	9
depines segunda parte de instalación e instrucciones de asiento	11
adicional pernos	12
Sólido y	
Guía de instalación de clavijas revestimiento	13 de
Documentación la succión	14
Instrucciones clínicas	15
Atención	16
Códigos y piezas de repuesto	17
Instrucciones para amputados	18

**Instalación de la cerradura en el molde** : si usa la manija de fundición, comience con el Paso 1. Si NO usa la manija de fundición, vaya al Paso 4

1. Molde de la extremidad con el mango de fundición en su lugar para crear la forma del candado en el molde.

2. Inserte el ancla en el mango fundido del molde. Llene el molde.
  3. El molde y el ancla ya están listos para la fabricación.
  4. Retire los componentes internos de la cerradura con una llave Allen de 2 mm. Tenga cuidado de no perder los resortes durante la extracción. Los usuarios de Casting Handle saltan al paso 12.
  5. Coloque el candado en el molde. Bloqueo de seguimiento.
  6. Aplanar el molde para ajustarlo a bloquear. No aplaste más allá del trazado de la cerradura.
  7. Taladre un orificio de 1/2 "de ancho. Agujero en ángulo para ayudar a anclar el adhesivo.
  8. Coloque el ancla en la cerradura.
  9. Llene el agujero con Coyote Quick Adhesive o epoxi de fraguado rápido.
  10. Coloque el ancla y bloquee el molde. Cuando el pegamento se endurezca, retire el candado.
  11. Aplique nailon sobre el molde. Refleje y retuerza el nailon alrededor del anillo de amarre del ancla.
  12. Instale un enchufe de fábrica de 4 orificios. Apriete bien los tornillos solamente NO apriete demasiado.
  13. Coloque espuma rectangular en el tapón fabuloso.
  14. Coloque el candado en el molde. Marque la ubicación deseada de la palanca de liberación.
  15. Instale el inserto de su elección en el conector alineable Coyote.
- dieciséis. Si usa el bloqueo profundo, agregue los tres discos espaciadores al bloqueo antes de agregar el conector.

17. Coloque espuma adhesiva en los postes conectores. Coloque el conector descentrado o descentrado.

18. Formación de ampollas: utilice una pieza de plástico plano para comprimir el extremo distal y reducir el esmerilado en el acabado. Formación de drapeado: empuje el exceso de plástico en el extremo distal para aumentar la resistencia y reducir el esmerilado en el acabado.

19. Exponga el rectángulo de espuma y retírelo.

20. Exponga la espuma amarilla, teniendo cuidado de no golpear los postes. Retire el enchufe con un extractor de enchufe o con los métodos tradicionales.

### **Transferencia de la alineación**

**SI USTED ESTÁ UTILIZANDO VACÍO ELEVADO:** Antes de laminar, levante el cuerpo de la cerradura lo más que pueda. Lije la cerradura con un papel de lija agresivo. Acérquese lo más que pueda a la zona con el tapón de 4 orificios. También se puede utilizar una navaja para marcar arboledas más profundas. [www.coyote.us/videos](http://www.coyote.us/videos)

**NOTAS para la transferencia de alineación:** Recomendamos usar una nueva caja de bloqueo / bloqueo en el enchufe definitivo. El bloqueo del enchufe de prueba se puede quitar cuando el tiempo lo permita y se puede reutilizar en otro enchufe de prueba. Esto también le permite duplicar la alineación establecida en el zócalo de prueba en el definitivo.

Si usa un dispositivo de transferencia, coloque el ancla dentro del candado antes de llenar la alineación. Retirar como de costumbre y continuar desde el paso 23.

**NOTAS para el enchufe interior flexible:** si está utilizando un enchufe interior flexible, visite nuestra galería de videos en [www.coyote.us/videos](http://www.coyote.us/videos) para ver tutoriales e instrucciones.

21. Retire el tapón de 4 orificios con el tornillo, alise y pula el área.

22. Aplane el extremo distal y pula.

23. Utilice los tornillos de 6x18 mm suministrados y Loctite® Blue 242 cuando coloque la pirámide. Apriete los tornillos del conector suministrados con un par de 10 Nm. (Vea las precauciones n. ° 2 y n. ° 4)

24. Utilice el acoplador de alineación Coyote CD106 para la alineación durante el ajuste.

25. Lubrique e instale la placa de pegamento en el conector alineable.

26. Adjunte una pirámide al conector alineable.

27. Instale la pirámide en el adaptador.

28. Instale el bloqueo en el molde en la ubicación deseada, marque la ubicación de la palanca de liberación.

29. Apoye el molde y asegúrelo en el conector alineable. Coloque el casquillo de prueba junto al molde y compare las alineaciones. Mida para comparar con precisión.

30. Separe la cerradura del conector. Llene el conector con Coyote Quick Glue o epoxi de fraguado rápido.

31. Coloque el molde y asegúrelo nuevamente en el conector en la ubicación deseada. Deje reposar. Si usa las cerraduras profundas, agregue los tres discos espaciadores a la cerradura antes de agregar el conector.

32. Retire la pirámide de la abrazadera del tubo, luego retire la pirámide y la placa de pegamento.

Coyote Easy-Off | 6

33. Asegúrese de que la junta tórica esté colocada en el inserto falso de laminación.

34. Instale el maniquí de laminación y oriente en la dirección deseada de la palanca.

35. Apriete los tornillos. No apriete demasiado.

36. Lubrique las cabezas de los tornillos con vaselina o arcilla limpia.

37. Coloque la bolsa interior de PVA sobre el modelo. Caliente la bolsa para formar hasta el extremo distal. Ate la bolsa de PVA para anclar el anillo de amarre.

38. Recorte el exceso de PVA entre el anillo de conexión y las juntas tóricas. Mantenga limpias las juntas tóricas.

39. Pase una gota de Coyote Quick Adhesive o epoxi de 5 minutos alrededor del embudo interior de la cerradura.

40. Coloque el candado en el ancla y asegúrese de que la palanca de liberación esté en la ubicación deseada. Alise el exceso de adhesivo con el dedo.

41. Refleje una camiseta de nailon u otro material sobre el conector, la cerradura y el molde.

42. Gire y refleje el material para dejar un pequeño círculo abierto en el centro del conector.

43. Asegúrese de que los orificios del conector estén expuestos. Se puede usar un clavo caliente o un punzón.

44. Tire de la primera capa compuesta sobre el molde. Corte los bordes superiores para doblar alrededor de los postes.

**45. Refuerce con cinta de carbono entre postes. Evite el material adicional alrededor del tapón de fabricación para facilitar su extracción.**

46. Lubrique los tornillos e instale la placa de cinco orificios. (Vea la Precaución # 4)

47. Ate la segunda capa de material compuesto debajo de la placa de 5 orificios y refleje hacia abajo sobre el molde.

48. Sacar la bolsa y plastificar. Restrinja inicialmente el flujo para forzar la laminación a través del orificio central de la placa para expulsar las bolsas de aire.

49. Hacia el final de la laminación, coloque cinta sobre la placa de 5 orificios para exprimir el exceso de resina de la laminación.

50. La cuerda se puede atar entre el tapón de fabricación y la parte superior de la cerradura para asegurar el sellado (vea la Precaución # 6).

Coyote Easy-Off | 8

51. Exponer el borde y eliminar el exceso de laminación.

52. Retire la placa de 5 orificios.

53. Exponga el maniquí de laminación y retire los tornillos.

54. Extraer el maniquí de laminación con tornillo de extracción.

55. Alise los bordes y la parte inferior del encaje.

56. Asegúrese de que el candado esté colocado correctamente, ya que puede haberse salido durante el envío. A la derecha, una palanca correctamente montada.

57. Alinee el conjunto de la palanca en la ranura e inserte el conjunto.

58. Alinee el lado largo del rectángulo con la cara anterior posterior del encaje.

59. Instale 4 tornillos. No apriete demasiado.

60. La palanca se muestra abierta (DESBLOQUEADA). Cuando la palanca está al ras, el bloqueo está activado (CERRADO).

Coyote Easy-Off | 10

**Los componentes típicos de Coyote® utilizan tornillos de 6x18 mm proporcionados y Loctite® Blue 242 cuando se fija la pirámide. Apriete los tornillos del conector suministrados con un par de 10 Nm. (Ver Precaución # 2)**

### **Instalación del pasador de dos partes y asentamiento adecuado Instrucciones Un**

espaciado deficiente del pasador de bloqueo conduce a un desgaste prematuro. No debe haber juego entre la cerradura y el revestimiento cuando esté completamente enganchado. Es posible que deba agregar espaciadores al pasador para garantizar esto. Verifique que haya suficiente juego antes de colocar el candado en el zócalo.

- i. Instale el pasador en el revestimiento. Enganche la cerradura para comprobar si hay holgura entre la cerradura y el revestimiento.
- ii. Si hay juego, afloje el pasador lejos del tornillo adaptador y el revestimiento.
- iii. Vuelva a enganchar la cerradura para comprobar si hay juego. Repita hasta que bloquee los asientos por completo. Quite el candado.
- iv. Si hay un espacio entre el pasador y el revestimiento.
- v. Según el tamaño del espacio creado al aflojar el pasador, instale la cantidad adecuada de espaciadores de pasador en el adaptador (consulte la Precaución n. ° 5).
- vi. Reemplace el pasador en el adaptador, asegurándose de que la base encaje perfectamente en los espaciadores de pasador.
- vii. Después de instalar los espaciadores de pasadores, vuelva a enganchar el bloqueo para asegurarse de que no haya juego.
- viii. Aplique Loctite® Blue 242 a las roscas del pasador de bloqueo en las roscas de 10 mm del tornillo adaptador. Atornille en el revestimiento con los dedos.
- ix. Después de apretar a mano, apriete la base del tornillo del adaptador de latón contra el revestimiento un cuarto de vuelta más con una llave o alicates.
- X. Coloque la cantidad necesaria de espaciadores de clavijas en el tornillo adaptador. Aplique Loctite® Blue 242 a las roscas del tornillo adaptador del pasador de bloqueo. Atornille con los dedos el pasador de 8 clics.

xi. Ahora apriete el conjunto de pasador con una llave de 7/16", 11 mm o mordazas para asegurar un encaje completo de la rosca del latón en el revestimiento y el pasador en el latón. (Ver Precaución # 4, # 5, # 12)

**Clavijas adicionales - (en paquete de 2 - se vende por separado de la cerradura)**

**CD103P8 Clavija de 8 clics** de 1.3" de largo, incluye espaciadores de 3 clavijas. Rosca de 10 mm

**CD103P11 clics** Clavija larga de 1.65" de largo, incluye espaciadores de 3 clavijas. Rosca de 10 mm

**CD103P8H Clavija latón de 8 clics** de 1.3" de largo, incluye 3 espaciadores de clavija. Rosca de 10 mm

**CD103P11H clics** Pasador largo de latón de 1.65" de largo, incluye 3 espaciadores de pasador. rosca de 10 mm de

**Clavija de 8 clics CD103PQ con 81,3"** de largo, incluye espaciadores de 3 clavijas. ¼ x 20 rosca

**CD103PX** Pin de 8 clics de 1,3" de largo, incluye espaciadores de 3 pines. Hilo de 6 mm

Coyote Easy-Off | 12

**Instrucciones de instalación y asentamiento adecuado del pasador sólido**

Vea el video de instrucciones llamado "CD103P8H Instalación del pasador de latón" en [www.coyote.us/airlock](http://www.coyote.us/airlock) Un espaciado

deficiente del pasador de bloqueo conduce a un desgaste prematuro. No debe haber juego entre la cerradura y el revestimiento cuando esté completamente enganchado.

Es posible que deba agregar espaciadores al pasador para garantizar esto. Verifique que haya suficiente juego antes de colocar el candado en el zócalo.

H1. Instale el pasador en el revestimiento. Enganche la cerradura para comprobar si hay holgura entre la cerradura y el revestimiento.

H2. Si hay juego, afloje el pasador lejos del tornillo adaptador y el revestimiento.

H3. Vuelva a enganchar la cerradura para comprobar si hay juego. Repita hasta que bloquee los asientos por completo. Quite el candado.

H4. Si se crea un espacio entre el pasador y el revestimiento.

H5. Según el tamaño del espacio creado al aflojar el pasador, instale la cantidad adecuada de espaciadores de pasador en el extremo roscado (consulte la Precaución n. ° 5).

H6. Reemplace el pasador en el adaptador, asegurándose de que la base encaje perfectamente en los espaciadores de pasador.

H7. Después de instalar los espaciadores de pasadores, vuelva a enganchar el bloqueo para asegurarse de que no haya juego.

H8. Aplique Loctite® Blue 242 a las roscas del pasador de seguridad. Es posible que sea necesario apretar el pasador con una llave de 7/16 "o 11 mm. (Ver Precaución # 5)

### **Cerradura de conexión - CD103FL**

Solicite una cerradura de conexión a Coyote para ayudar con el ajuste del espaciador de pasador. El extremo distal reforzado del cierre de ajuste ayuda a obtener una lectura más precisa de cuántos espaciadores de clavijas se deben usar.

### **Easy-Off Lock con P8 Pin**

Liner	TamañoC cantidad	Espaciadores utilizados	de clics
Alpha Original	M	1	5
Alpha Select	M	0	5
Ossur	26.5	1	6
Alps	26	1	5

garantía de asiento. Verifique el asiento).

### **Documentar la succión**

Consideramos la succión no como un componente o un código, sino como una función. El pistoneo y el ordeño se pueden reducir manteniendo una toma de succión cuando se usa esta cerradura.

- La función de succión de la cerradura se puede demostrar y documentar de forma muy sencilla.
- Haga que el amputado entre en la cerradura y se siente completamente.
- Se necesitará un conjunto de palanca SIN juntas tóricas. Esto permite el flujo de aire mientras el paciente está bloqueado y luego se puede comparar con un conjunto de palanca CON juntas tóricas.
- Camine al paciente normalmente.
- La persona amputada puede experimentar una diferencia en cómo se siente el encaje inmediatamente, después de un poco de deambulación o después de reinstalar las juntas tóricas. Los comentarios de los pacientes deben documentarse.

Llame para obtener más información sobre la codificación del Easy-Off Lock: (208) 429-0026.

\* Es responsabilidad del médico demostrar, documentar y seleccionar los códigos apropiados para la facturación del seguro.

Coyote Easy-Off | 14

### **Instrucciones clínicas importantes    Lea primero**

1. Anote el número de clics para interactuar. Debe haber al menos 2 a 3 clics de interacción antes de cualquier deambulación con más clics después de algunos pasos. Se requieren de 7 a 8 clics (según el revestimiento) para que el asiento y el enganche sean completos o adecuados. Si no obtiene entre 7 y 8 clics en un par de horas de uso, es posible que necesite un ajuste en el encaje para permitir un mejor asiento.

Si se necesita un pasador largo, llame a Coyote® para obtener un kit de conversión para extender la profundidad del candado y permitir su uso con un pasador más largo o para una opción de candado más profundo. Un pasador largo tocará fondo en una cerradura estándar creando un espacio. El candado Coyote® Deep EasyOff Lock utiliza un pasador largo (CD103P11 o CD103P11H)

Visite [www.coyote.us](http://www.coyote.us) o llame al (208) 429-0026

2. Realizar un movimiento de RCP en la rodilla puede ayudar a que el pasador inicial encaje con la placa de bloqueo.

3. Los pasadores de bloqueo deben asentarse en el bloqueo completamente sin juego. Si el pasador se mueve hacia arriba y hacia abajo mientras está completamente enganchado, es necesario ajustar el pasador con espaciadores de pasadores. No exceda los espaciadores de 3 pines.

Se puede usar un candado de ajuste o Easy-Off Lock para determinar el espacio correcto. Las cerraduras de ajuste están disponibles en Coyote®.

4. Los clics deben ser uno a la vez, no todos a la vez.

5. Los componentes típicos de Coyote® utilizan tornillos de 6x18 mm. En configuraciones atípicas, es posible que se necesiten tornillos más largos. Utilice siempre tornillos de clase 10,9 o superior. Utilice Loctite® Blue 242 cuando coloque la pirámide. Loctite® y apriete los tornillos del conector a 10 Nm.

6. No lubrique el interior de la cerradura, esto atraerá los escombros. Si tiene un problema de ruido, generalmente se debe a los asientos. Llame para asistencia técnica.

7. Las roscas del revestimiento varían. Comience a enhebrar el pasador en el revestimiento a mano siempre que sea posible. Se necesitará una llave en casos de roscas apretadas.

8. Independientemente de la rosca, utilice siempre Loctite® Blue 242 en las roscas de los pasadores de bloqueo. Si se instala en un adaptador distal de plástico, también se debe utilizar Loctite® Blue 242.

9. Asegúrese de que el pasador esté correctamente alineado cuando se coloque el revestimiento.

10. Si tiene un pasador que no puede instalar, ni siquiera con una llave, comuníquese con

Coyote para un reemplazo.

Consulte las instrucciones de fabricación para la instalación y el ajuste de los pasadores, Loctite® y las instrucciones de torsión.

## ATENCIÓN

1A La palanca y el bloqueo no se bloquean automáticamente. Asegúrese de que la cerradura esté en la posición cerrada; cuando la palanca está al ras contra el enchufe, está CERRADA (vea el paso 58). El médico debe dar instrucciones sobre cómo ponerse y quitarse.

2A Utilice los tornillos de 6x18 mm que se proporcionan con los componentes típicos. En configuraciones atípicas, es posible que se necesiten tornillos más largos. Utilice siempre tornillos de clase 10,9 o superior.

3A No lubrique el interior de la cerradura, esto atraerá los escombros. Si tiene un problema de ruido, generalmente se debe a los asientos. Llame para asistencia técnica.

4A Utilice siempre los tornillos proporcionados durante la laminación para asegurarse de que se crea la profundidad adecuada para la fijación.

5A Nunca exceda los espaciadores de 3 pines.

6A Las instrucciones de disposición son consejos útiles sobre cómo trabajar con la cerradura y el conector. Las colocaciones reales son responsabilidad del técnico y / o practicante.

7A Anote el número de clics para interactuar. Debe haber al menos 2 a 3 clics de interacción antes de cualquier deambulación y más clics después de algunos pasos. Se requieren de 5 a 6 clics (según el revestimiento) para que el asiento sean completos o adecuados

y el enganche.

Las roscas del revestimiento 8A varían. Comience a enhebrar el pasador en el revestimiento a mano siempre que sea posible. Se necesitará una llave en casos de roscas apretadas.

9A Independientemente de la rosca, utilice siempre Loctite 262 en las roscas de los pasadores de bloqueo. Si se instala en un adaptador distal de plástico, también debe usarse Loctite® Primer 242.

10A El CD103P11 es el pasador más largo para Easy-Off Lock. Sin embargo, con la mayoría de los revestimientos, este pasador más largo tocará fondo en la cerradura. Si se necesita un pasador largo, llame a Coyote para obtener información sobre cómo extender la profundidad del candado para permitir su uso con el pasador más largo, o para una opción de candado más profundo.

11A Si usa un revestimiento interior flexible, no deje plástico sobre la carcasa de la cerradura, esto puede causar fugas de aire y otros problemas. Debe laminar directamente sobre la carcasa. Comuníquese con Coyote para obtener más información.

L5671 Además del mecanismo de bloqueo de suspensión de la extremidad inferior, por debajo de la rodilla / por encima de la rodilla (lanzadera, cordón o equivalente), excluye el inserto de enchufe.

L5647 \* Adición a la extremidad inferior, debajo de la rodilla, toma de succión.

L5652 \* Adición a extremidad inferior, suspensión por succión, por encima de la rodilla o en el casquillo de desarticulación de la rodilla.

\* No recomendado para facturar a Medicare. Coyote® cree que "succión" en una prótesis se refiere a la presión negativa creada dentro del encaje, en lugar de componentes como una válvula de expulsión o manguito. Debido a que pensamos en la succión como una función, creemos que debería permitirse facturar L5671 junto con L5647 o L5652 en los casos en que sea médicamente necesario. Al igual que con otras situaciones en las que se utilizan y facturan múltiples métodos de suspensión, creemos que la combinación de un candado y una succión ayuda a aumentar la seguridad del paciente.

\*\* El candado Easy-Off CD117 se puede usar con un sistema de vacío y mantendrá los niveles de vacío. Tanto el código de bloqueo como el código de vacío se pueden facturar cuando se utiliza la suspensión doble. No recomendado para facturación con Medicare.

Para obtener más información sobre la facturación del Air-Lock y sobre nuestro estudio de presión de enchufe entre pines herméticos y tradicionales, comuníquese con Coyote.

La lista de códigos con nuestros productos no debe interpretarse como una garantía de cobertura o pago.

La responsabilidad última de la codificación de servicios / productos recae en el médico individual.

## **Reemplazo de**

### **piezas Carcasa de bloqueo fácil desolo**

Carcasa

desconectarCD117HG - Carcasa de bloqueo deCarcasa de bloqueo de

aire estándar CD117HGD -aire profundo estándar

### **CD117LP - Placa defácil desconexión Placa de**

bloqueo debloqueo

### **CD103SG - Resortes debloqueo de aire**

resortes de(3)

## **Instrucciones para amputados Bloqueo fácil de quitar**

### **Colocación del revestimiento**

Pasador estándar de dos partes | Pasador de latón

Revise el pasador y el revestimiento para asegurarse de que el pasador no esté abierto, suelto o dañado. Consulte al médico para que lo arregle con Loctite®.

Incorrecto | Derecha

Trate de centrar el pasador en la parte inferior de su extremidad de modo que quede recto y una extensión de su extremidad sin inclinación en ninguna dirección.

### **Enganchar el diente de bloqueo y el pasador**

Asegúrese de que la alineación del pasador sea correcta y que el revestimiento encaje firmemente.

Asegúrese de que el pasador se deslice directamente en el orificio central del bloqueo del zócalo.

Los clics deben ser uno a la vez.

Si los clics son todos a la vez, el enchufe está demasiado suelto.

Si NO PUEDE hacer clic en el pin o no obtiene casi todos los 6 clics en horas extras, el enchufe está demasiado apretado.

Realizar un movimiento de "RCP" en la rodilla puede ayudar a que el pasador se enganche con la placa de bloqueo.

Obtenga al menos 2 clics antes de ponerse de pie. 3 - 4 clics antes de caminar.

Se requieren clics adicionales para usar con pasador largo (pasador de 11 dientes).

Finalmente, obtenga 5 o 6 clics dependiendo del uso del forro y el calcetín. 8 a 9 clics con el pasador largo (según el revestimiento).

**Esta información debe proporcionarse a la persona amputada en el momento del parto.**

Una vez que esté completamente acoplado, no debe haber juego / pistoneo.

Si lo hay, consulte a su médico para evaluar su ajuste o ajustar los espaciadores de clavijas.

### **Calcetines**

Empuje el alfiler a través del orificio de su calcetín. Si el pasador está cubierto por un calcetín, puede atascar el candado.

*NO lubrique su candado.*

### **Agua y limpieza**

Enjuague y seque el alveolo si ha estado en agua, especialmente en una piscina o en agua salada.

También puede limpiar el encaje con agua y jabón suave.

### **Comprobación de los dientes**

abiertos | Cerrado

Verifique visualmente para asegurarse de que el diente en la placa de bloqueo esté mostrando lo suficiente en la parte inferior del encaje con un borde afilado.

El diente debe tener forma de media luna con un borde afilado y liso.

Si el diente parece roto, hágalo reemplazar.

Si tiene problemas para enganchar el pasador y el embudo de bloqueo está rayado y marcado por el pasador, esto podría ser un signo de mala alineación del pasador que puede ser causado por no alinear el revestimiento y el pasador correctamente o el bloqueo no está alineado correctamente en la toma.

Asegúrese de que los dientes del pasador NO estén desgastados.

El alfiler debe tener dientes bien definidos, NO redondeados.

- Toda la prótesis debe inspeccionarse periódicamente para detectar cambios inusuales en el desgaste y el ruido. Cualquier inquietud debe informar a su médico.
- Su médico debe realizar inspecciones anuales.

